

Jetzt
Produktmuster
bestellen!



Style 303 Autoklavierbar

Style 305 Autoklavierbar

Der MEDUTEK Beatmungsschlauch Style 303/305 ist leicht, flexibel, autoklavierbar und damit eine sehr gute Alternative zu Silikonschläuchen. Die Beatmungsschläuche Style 303/305 bieten integrierte Muffen mit dem selben Innendurchmesser wie der Schlauch.

Kategorie	Beatmungsschlauch Style 303	Beatmungsschlauch Style 305
Anwendungsgebiete	Beatmung, Inhalation, Schlafapnoe (CPAP), Homecare.	Beatmung, Inhalation, Schlafapnoe (CPAP), Homecare, Rauchgasabsaugung, Narkosegasabsaugung.
Besonderheiten	<ul style="list-style-type: none"> - sterilisierbar - wiederverwendbar - glatte Innenflächen - hohe Stabilität und Flexibilität - auf Wunschlänge geschnitten 	<ul style="list-style-type: none"> - sterilisierbar - wiederverwendbar - glatte Innenflächen - hohe Stabilität und Flexibilität - auf Wunschlänge geschnitten
Innendurchmesser	19 mm	10 mm bis 32 mm
Länge	150 – 3000 mm	150 – 3000 mm
Schlauchmaterial	TPC-ET, Hytrel	TPC-EC, Hytrel
Muffen	integriert	integriert
Farben	○	○ ●
max. Temperatur	-20°C bis 140 °C	-20°C bis 140 °C
Kompatibilität	Verbinder für ISO-22-mm Ausgängen	Verbinder mit demselben Innendurchmesser
Regulatorisch	CE, ISO 10993, ISO 5367, REACH-RoHS konform	CE, ISO 10993, ISO 5367, REACH-RoHS konform
Artikel-Nr.	181-303XXXXXXXX	181-305XXXXXXXX