

MEDUSoft
führend
auf dem
Markt!



Style 603 Standard

Style 605/ MEDUSOFT

Der MEDUTEK Beatmungsschlauch Style 603/605 wird mit Muffen geliefert, die für konische 22 mm ISO-Konnectoren ausgelegt sind. Style 603 und 605 unterscheiden sich im Innendurchmesser. Style 605 ist auf dem deutschen Markt als MEDUSoft sehr beliebt und gefragt.

Kategorie	Beatmungsschlauch Style 603	Beatmungsschlauch MEDUSoft
Anwendungsgebiete	Beatmung, Inhalation, Schlafapnoe (CPAP), Homecare	Beatmung, Inhalation, Schlafapnoe (CPAP), Homecare
Besonderheiten	<ul style="list-style-type: none"> - einfache Reinigung - glatte Innenflächen - hohe Stabilität und Flexibilität - auf Wunschlänge geschnitten 	<ul style="list-style-type: none"> - einfache Reinigung - glatte Innenflächen - hohe Stabilität und Flexibilität - auf Wunschlänge geschnitten
Innendurchmesser	19 mm	15 mm
Länge	150 – 3000 mm	1800 mm
Schlauchmaterial	Polyolefin Plastomer und Low-Density Polyäthylen	Polyolefin Plastomer und Low-Density Polyäthylen
Muffen	TPE	TPE
Farben	○ ●	●
max. Temperatur	-20°C bis 70 °C	-20°C bis 70 °C
Kompatibilität	Verbinder für ISO-22-mm Ausgängen	Verbinder für ISO-22-mm Ausgängen
Regulatorisch	CE, ISO 10993, ISO 5367, REACH-RoHS konform	CE, ISO 10993, ISO 5367, REACH-RoHS konform
Artikel-Nr.	181-603XXXXXXXX	181-605151800GR

