

Individuelle  
Produkt-  
beratung  
am Telefon!



## Hybernite

Die Hybernite-Technologie reduziert oder eliminiert die Kondensation im CPAP-Schlauch während der Beatmung. Hierzu wurden Heizdrähte in die Spiralkonstruktion integriert, Hybernite-Schläuche können mit fast allen CPAP-Geräten verwendet werden.

## Maßgeschneiderte Schläuche

Haben Sie besondere Anforderungen an einen Beatmungsschlauch? Abgestimmt auf Ihre Bedürfnisse, können wir Beatmungsschläuche aus TPC-ET, LDPE Helix, EVA und weiteren Materialien und Muffen mit unterschiedlichen Größen, Farben und Formen liefern.

<b>Kategorie</b>	<b>Beatmungsschlauch Hybernite</b>
<b>Anwendungsgebiete</b>	Beatmung, Schlafapnoe (CPAP), Home-care
<b>Besonderheiten</b>	- beheizbar - einfache Reinigung - glatte Innenflächen - hohe Stabilität und Flexibilität - Ergonomischer Griff
<b>Innendurchmesser</b>	19 mm
<b>Länge</b>	1830 mm
<b>Schlauchmaterial</b>	Polyolefin Plastomer und Low-Density Polyäthylen
<b>Muffen</b>	Muffe mit Befeuchteranschluss
<b>Farben</b>	●
<b>max. Lufttemperatur</b>	5°C bis 30 °C
<b>Stromversorgung</b>	Frequenz: 47–63 Hz; 100 V–240 V
<b>Kompatibilität</b>	Verbinder für ISO-22-mm Ausgängen,
<b>Regulatorisch</b>	CE, ISO 8185:2007, ISO 5367:2014
<b>Artikel-Nr.</b>	061-183019

## Zubehöre

- Bakterienfilter
- Konnektoren
- Fullface Masken mit oder ohne Polsterung
- Nasenmasken mit oder ohne Polsterung
- Stromkabel für Hybernite
- Stromversorgung Adapter für Hybernite

Wir beraten Sie gerne- nehmen Sie Kontakt mit uns auf und Sie erhalten alle wichtigen Informationen in einem unverbindlichen Beratungsgespräch.

[www.medutek.com](http://www.medutek.com)

