

Mengenrabatt
möglich!



Style 403 Autoklavierbar

Style 405 Autoklavierbar

Der MEDUTEK Beatmungsschlauch Style 403/405 ist für den Gebrauch mit Beatmungs- und Atemtherapiegeräten zur Durchleitung von Atemgasen bei Erwachsenen bestimmt. Die Beatmungsschläuche Style 403/405 werden mit Muffen geliefert, die für konische 22 mm ISO-Konnektoren ausgelegt sind. Style 403 und 405 unterscheiden sich im Innendurchmesser.

Kategorie	Beatmungsschlauch Style 403	Beatmungsschlauch Style 405
Anwendungsgebiete	Beatmung, Inhalation, Schlafapnoe (CPAP), Homecare, Rauchgasabsaugung	Beatmung, Anästhesie, Inhalation, Schlafapnoe (CPAP), Homecare
Besonderheiten	<ul style="list-style-type: none"> - autoklavierbar - wiederverwendbar - einfache Reinigung - glatte Innenflächen - hohe Stabilität und Flexibilität - auf Wunschlänge geschnitten 	<ul style="list-style-type: none"> - autoklavierbar - wiederverwendbar - einfache Reinigung - glatte Innenflächen - hohe Stabilität und Flexibilität - auf Wunschlänge geschnitten
Innendurchmesser	19 mm	10 mm, 15 mm, 19 mm
Länge	150 – 3000 mm	150 – 3000 mm
Schlauchmaterial	TPC-ET, Hytrel	TPC-ET, Hytrel
Muffen	Silikon	Silikon
Farben		
max. Temperatur	-20°C bis 140 °C	-20°C bis 140 °C
Kompatibilität	Verbinder für ISO-22-mm Ausgängen	Muffen nach Maß
Regulatorisch	CE, ISO 10993, ISO 5367, REACH-RoHS konform	CE, ISO 10993, ISO 5367, REACH-RoHS konform
Artikel-Nr.	181-403XXXXXXXX	181-405XXXXXXXX

