

MEDUTEK

Equipment für professionelle Gesundheitspflege

*Ein Unternehmen aus Bremen mit mehr als 40 Jahren Erfahrung
für Ihre Gesundheit!*

KATALOG BEATMUNGSSCHLÄUCHE



BEATMUNG

CPAP-Beatmungsschläuche

Professionelles Equipment für CPAP, Schlafapnoe, Atemtherapie und Homecare

Wer wir sind

Die in Bremen ansässige Firma MEDUTEK Handelsgesellschaft für Medizintechnik mbH & Co. KG wird seit mehr als 40 Jahren als zuverlässiger Partner bei Kunden und Lieferanten der Medizintechnik geschätzt.

MEDUTEK verfügt über langjährige Erfahrung im Bereich medizinische Produkte, deren Zubehöre und engagiert sich für die individuellen Interessen und Wünsche ihrer weltweiten Kunden. Das Unternehmen führt ein zertifiziertes Qualitätsmanagementsystem nach EN ISO 13485:2016.

Beatmungsschläuche in großer Vielfalt

MEDUTEK bietet ein umfangreiches und flexibles Sortiment an Beatmungsschläuchen:

- unterschiedliche Qualitäten, Durchmesser, Längen und Farben erhältlich
- bestes Preis-Leistungsverhältnis
- kurzfristige Verfügbarkeit der Schläuche
- Schläuche auf Kundenwunsch bestellbar
- all unsere Schläuche sind CE zertifiziert und erfüllen die ISO-Normen

Unsere Schläuche können ebenso zur Rauchgasabsaugung im OP eingesetzt werden.

Bestellvorgang

Auf den nachfolgenden Seiten geben wir Ihnen einen Überblick über unsere Beatmungsschläuche. Darüber hinaus können wir auf Anfrage auch kundenspezifische Beatmungsschläuche liefern. Wir erstellen Ihnen ein individuelles Angebot. Sprechen Sie uns gerne an!

Unsere Artikelnummern setzen sich wie folgt zusammen;

Interne Nummer-Style Nummer-Innendurchmesser-Länge-Farbe

z.B Art.-Nr.: 181-603191800GR

181: Interne Nummer

603: Schlauch Style 603

19mm: Durchmesser

1800 mm: Schlauchlänge

GR: Farbe Grau

Grau: GR; Transparent: CL; Schwarz: SCH; Ist bei den Artikelnummern keine Farbe angegeben, liefern wir beige!



**Jetzt
Produktmuster
bestellen!**



Style 303 Autoklavierbar

Style 305 Autoklavierbar

Der MEDUTEK Beatmungsschlauch Style 303/305 ist leicht, flexibel, autoklavierbar und damit eine sehr gute Alternative zu Silikonschläuchen. Die Beatmungsschläuche Style 303/305 bieten integrierte Muffen mit dem selben Innendurchmesser wie der Schlauch.

Kategorie	Beatmungsschlauch Style 303	Beatmungsschlauch Style 305
Anwendungsgebiete	Beatmung, Inhalation, Schlafapnoe (CPAP), Homecare.	Beatmung, Inhalation, Schlafapnoe (CPAP), Homecare, Rauchgasabsaugung, Narkosegasabsaugung.
Besonderheiten	<ul style="list-style-type: none"> - sterilisierbar - wiederverwendbar - glatte Innenflächen - hohe Stabilität und Flexibilität - auf Wunschlänge geschnitten 	<ul style="list-style-type: none"> - sterilisierbar - wiederverwendbar - glatte Innenflächen - hohe Stabilität und Flexibilität - auf Wunschlänge geschnitten
Innendurchmesser	19 mm	10 mm bis 32 mm
Länge	150 – 3000 mm	150 – 3000 mm
Schlauchmaterial	TPC-ET, Hytrel	TPC-EC, Hytrel
Muffen	integriert	integriert
Farben	○	○ ●
max. Temperatur	-20°C bis 140 °C	-20°C bis 140 °C
Kompatibilität	Verbinder für ISO-22-mm Ausgängen	Verbinder mit demselben Innendurchmesser
Regulatorisch	CE, ISO 10993, ISO 5367, REACH-RoHS konform	CE, ISO 10993, ISO 5367, REACH-RoHS konform
Artikel-Nr.	181-303XXXXXXXX	181-305XXXXXXXX


**Mengenrabatt
möglich!**



Style 403 Autoklavierbar

Style 405 Autoklavierbar

Der MEDUTEK Beatmungsschlauch Style 403/405 ist für den Gebrauch mit Beatmungs- und Atemtherapiegeräten zur Durchleitung von Atemgasen bei Erwachsenen bestimmt. Die Beatmungsschläuche Style 403/405 werden mit Muffen geliefert, die für konische 22 mm ISO-Konnektoren ausgelegt sind. Style 403 und 405 unterscheiden sich im Innendurchmesser.

Kategorie	Beatmungsschlauch Style 403	Beatmungsschlauch Style 405
Anwendungsgebiete	Beatmung, Inhalation, Schlafapnoe (CPAP), Homecare, Rauchgasabsaugung	Beatmung, Anästhesie, Inhalation, Schlafapnoe (CPAP), Homecare
Besonderheiten	<ul style="list-style-type: none"> - autoklavierbar - wiederverwendbar - einfache Reinigung - glatte Innenflächen - hohe Stabilität und Flexibilität - auf Wunschlänge geschnitten 	<ul style="list-style-type: none"> - autoklavierbar - wiederverwendbar - einfache Reinigung - glatte Innenflächen - hohe Stabilität und Flexibilität - auf Wunschlänge geschnitten
Innendurchmesser	19 mm	10 mm, 15 mm, 19 mm
Länge	150 – 3000 mm	150 – 3000 mm
Schlauchmaterial	TPC-ET, Hytrel	TPC-ET, Hytrel
Muffen	Silikon	Silikon
Farben		
max. Temperatur	-20°C bis 140 °C	-20°C bis 140 °C
Kompatibilität	Verbinder für ISO-22-mm Ausgängen	Muffen nach Maß
Regulatorisch	CE, ISO 10993, ISO 5367, REACH-RoHS konform	CE, ISO 10993, ISO 5367, REACH-RoHS konform
Artikel-Nr.	181-403XXXXXXXX	181-405XXXXXXXX



**SONDERAKTION
jetzt
vereinbaren!**



Style 503 Standard

Style 505 Standard

Die Beatmungsschläuche Style 503/505 bestehen aus flexiblem, geripptem und biokompatiblen Kunststoffmaterial in medizinischer Qualität mit variablen Längen von 150- 3000 mm. Die Schläuche werden mit Muffen geliefert, die für konische 22 mm ISO-Konnektoren ausgelegt sind. Style 503 ist erhältlich mit einem Innendurchmesser von 19mm und Style 505 mit variablem Innendurchmesser.

Kategorie	Beatmungsschlauch Style 503	Beatmungsschlauch Style 505
Anwendungsgebiete	Beatmung, Inhalation, Schlafapnoe (CPAP), Homecare	Beatmung, Inhalation, Schlafapnoe (CPAP), Homecare
Besonderheiten	<ul style="list-style-type: none"> - einfache Reinigung - glatte Innenflächen - hohe Stabilität und Flexibilität - auf Wunschlänge geschnitten 	<ul style="list-style-type: none"> - einfache Reinigung - glatte Innenflächen - hohe Stabilität und Flexibilität - auf Wunschlänge geschnitten
Innendurchmesser	19 mm	10 mm bis 51 mm
Länge	150 – 3000 mm	150 – 3000 mm
Schlauchmaterial	Polyolefin Plastomer und Low-Density Polyäthylen	Polyolefin Plastomer und Low-Density Polyäthylen
Muffen	integriert	integriert
Farben	○	○
max. Temperatur	-20°C bis 70 °C	-20°C bis 70 °C
Kompatibilität	Verbinder für ISO-22-mm Ausgängen	Verbinder für ISO-22-mm Ausgängen
Regulatorisch	CE, ISO 10993, ISO 5367, REACH-RoHS konform	CE, ISO 10993, ISO 5367, REACH-RoHS konform
Artikel-Nr.	181-503XXXXXXXX	181-505XXXXXXXX

**MEDUSoft
führend
auf dem
Markt!**



Style 603 Standard

Style 605/ MEDUSOFT

Der MEDUTEK Beatmungsschlauch Style 603/605 wird mit Muffen geliefert, die für konische 22 mm ISO-Konnektoren ausgelegt sind. Style 603 und 605 unterscheiden sich im Innendurchmesser. Style 605 ist auf dem deutschen Markt als MEDUSoft sehr beliebt und gefragt.

Kategorie	Beatmungsschlauch Style 603	Beatmungsschlauch MEDUSoft
Anwendungsgebiete	Beatmung, Inhalation, Schlafapnoe (CPAP), Homecare	Beatmung, Inhalation, Schlafapnoe (CPAP), Homecare
Besonderheiten	<ul style="list-style-type: none"> - einfache Reinigung - glatte Innenflächen - hohe Stabilität und Flexibilität - auf Wunschlänge geschnitten 	<ul style="list-style-type: none"> - einfache Reinigung - glatte Innenflächen - hohe Stabilität und Flexibilität - auf Wunschlänge geschnitten
Innendurchmesser	19 mm	15 mm
Länge	150 – 3000 mm	1800 mm
Schlauchmaterial	Polyolefin Plastomer und Low-Density Polyäthylen	Polyolefin Plastomer und Low-Density Polyäthylen
Muffen	TPE	TPE
Farben	○ ●	●
max. Temperatur	-20°C bis 70 °C	-20°C bis 70 °C
Kompatibilität	Verbinder für ISO-22-mm Ausgängen	Verbinder für ISO-22-mm Ausgängen
Regulatorisch	CE, ISO 10993, ISO 5367, REACH-RoHS konform	CE, ISO 10993, ISO 5367, REACH-RoHS konform
Artikel-Nr.	181-603XXXXXXXX	181-605151800GR



**Das beste
Preis-
Leistungs-
Verhältnis!**



Style 623


Style 625

Die unbeheizten CPAP-Beatmungsschläuche liefern einen kontinuierlichen positiven Atemwegsdruck, um sicherzustellen, dass die Atemwege des Patienten während des Schlafs offen bleiben. Die Styles 623 und 625 unterscheiden sich im Innendurchmesser und der Länge.

Kategorie	Beatmungsschlauch Style 623	Beatmungsschlauch Style 625
Anwendungsgebiete	Beatmung, Inhalation, Schlafapnoe (CPAP), Homecare	Beatmung, Inhalation, Schlafapnoe (CPAP), Homecare
Besonderheiten	<ul style="list-style-type: none"> - geringer Durchflusswiderstand - hohe Druckfestigkeit - einfache Reinigung - glatte Innenflächen - hohe Stabilität und Flexibilität 	<ul style="list-style-type: none"> - geringer Durchflusswiderstand - hohe Druckfestigkeit - einfache Reinigung - glatte Innenflächen - hohe Stabilität und Flexibilität
Innendurchmesser	19 mm	15 mm
Länge	1830 mm	1800 mm
Schlauchmaterial	Polyolefin Plastomer und Low-Density Polyäthylen	Polyolefin Plastomer und Low-Density Polyäthylen
Muffen	TPE	TPE
Farben	○ ●	●
max. Temperatur	bis 60 °C	bis 60 °C
Kompatibilität	für konischen ISO Konnektoren (ISO 5356-1)	für konischen ISO Konnektoren (ISO 5356-1)
Regulatorisch	CE, ISO 5356	CE, ISO 5356
Artikel-Nr.	061-62318CL 061-62318GR	061-625151800GR



Individuelle Produktberatung am Telefon!



ISO 22 MM



Hybernite

Die Hybernite-Technologie reduziert oder eliminiert die Kondensation im CPAP-Schlauch während der Beatmung. Hierzu wurden Heizdrähte in die Spiralkonstruktion integriert, Hybernite-Schläuche können mit fast allen CPAP-Geräten verwendet werden.

Maßgeschneiderte Schläuche

Haben Sie besondere Anforderungen an einen Beatmungsschlauch? Abgestimmt auf Ihre Bedürfnisse, können wir Beatmungsschläuche aus TPC-ET, LDPE Helix, EVA und weiteren Materialien und Muffen mit unterschiedlichen Größen, Farben und Formen liefern.

Kategorie	Beatmungsschlauch Hybernite
Anwendungsgebiete	Beatmung, Schlafapnoe (CPAP), Home-care
Besonderheiten	- beheizbar - einfache Reinigung - glatte Innenflächen - hohe Stabilität und Flexibilität - Ergonomischer Griff
Innendurchmesser	19 mm
Länge	1830 mm
Schlauchmaterial	Polyolefin Plastomer und Low-Density Polyäthylen
Muffen	Muffe mit Befeuchteranschluss
Farben	●
max. Lufttemperatur	5°C bis 30 °C
Stromversorgung	Frequenz: 47–63 Hz; 100 V–240 V
Kompatibilität	Verbinder für ISO-22-mm Ausgängen,
Regulatorisch	CE, ISO 8185:2007, ISO 5367:2014
Artikel-Nr.	061-183019

Zubehöre

- Bakterienfilter
- Konnektoren
- Fullface Masken mit oder ohne Polsterung
- Nasenmasken mit oder ohne Polsterung
- Stromkabel für Hybernite
- Stromversorgung Adapter für Hybernite

Wir beraten Sie gerne- nehmen Sie Kontakt mit uns auf und Sie erhalten alle wichtigen Informationen in einem unverbindlichen Beratungsgespräch.

www.medutek.com






Bei Bestellungen oder Produktberatung wenden Sie sich bitte direkt an unseren Sales Support:

MEDUTEK Handelsgesellschaft für Medizintechnik mbH & Co. KG
Stresemannstraße 54
D-28207 Bremen
✉ sales@medutek.com
☎ +49 (0)421 - 427 48-0

Das MEDUTEK Sortiment:



Hier landen Sie direkt auf unserer Webseite:



Weitere Zubehörteile und alternative Geräte finden Sie hier:
Code mit einem QR-Code-Scanner einlesen. Link öffnen.

Leistungen des MEDUTEK Service-Pakets:

- Produktschulung
- Individuelle Beratung
- Videos in Youtube
- Informationsmaterial wie Produktdatenblätter, Broschüren, etc.



MEDUTEK
Handelsgesellschaft für Medizintechnik mbH & Co. KG
Stresemannstraße 54
D-28207 Bremen
Telefon: +49 (0)421- 427 48-0
info@medutek.com
www.medutek.com



Folgen Sie uns:

